



miradent
oral care system

B - NL

NIEUW



Mirawhite® pro+F



Productinformatie

Prophylaxis

Welkom op www.miradent.be

Miradent - Een nieuwe dimensie in mond- en tandhygiëne

http://www.miradent.be/index.php

Apple .Mac Amazon eBay Yahoo! News Apple (24)

NL - FR

miradent
oral care system

HOME EEN COMPLEET GAMMA STEL ONS EEN VRAAG verkrijgbaar in de apotheek

Een nieuwe dimensie in mond- en tandhygiëne

Mooie, gezonde tanden en een frisse mond is wat we allemaal graag willen. De realiteit is echter vaak anders. Weet u dat slechts 10% van al de mensen geen last heeft van tandbederf of andere aandoeningen, zoals een slechte adem, in de mond?

Een goede mondhygiëne begint bij dagelijkse verzorging en een regelmatig tandartsbezoek. Miradent wil u hierbij helpen en biedt een uitgebreid gamma **mond- en tandhygiëne oplossingen die effectief resultaat opleveren door de oorzaak van problemen aan te pakken.**

Al de producten uit het Miradent gamma worden gekenmerkt door een zeer hoog gebruiksgemak, een aangename toepassing alsook een hoge doeltreffendheid. Op die manier wordt mond- en tandhygiëne een aangename, dagelijkse ervaring.

Maak hier kennis met producten die doen wat ze beloven.
Download hier de catalogus.

nanosensitive® hca

Tandpasta voor gevoelige tanden

Naarmate we versuideren, worden onze tanden gevoeliger, brozer en hebben ze de neiging te verkleuren. **nanosensitive®hca** met novafin® (calcium natrium fosfocitaat = allemaal natuurlijke elementen voor de tanden) biedt een unieke oplossing voor deze problemen.

Meer weten over nanosensitive® hca

Mirawhite Pro®

Stralende tanden in zeven dagen

Bleachinggel voor het eenvoudig en veilig bleken van het gebit, ook voor moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij Mirawhite® pro kan uw gebit **binnen zeven dagen wel drie tinten lichter** worden.

Het grote **gebruiksgemak** en de korte dagelijkse toepassing, van ongeveer 10 minuten, garandeert dat u de behandeling ook tot op het einde moeiteloos zult volhouden.

Mirawhite® pro geeft u het perfecte comfort tijdens de inwerktijd.

Meer weten over Mirawhite Pro®

Copyright Eureka Pharma 2006 - Disclaimer

Uw contactadres:



Eureka Pharma bvba
Kalkhoevestraat 1 / 10
Tel. +32 (0)56 665 700
info@eurekapharma.be

8790 Waregem (België)
Fax +32 (0)56 665 699
www.eurekapharma.be

Beste,

‘Wellness’ en ‘esthetiek’ zijn begrippen die tegenwoordig steeds meer de markt voor gezondheidszorg bepalen. Daarbij staat een mooi en gezond gebit sterk op de voorgrond. Zoals uit een enquête van het Emnid-instituut blijkt, vindt 81% van de bevolking dit een belangrijk punt en vindt slechts 2% dit onderwerp onbelangrijk.

De deskundigen zijn het er vandaag de dag over eens dat een gezond gebit gedragen wordt door vier pijlers:

- Gezond eten
- Regelmatige toevoer van fluoriden
- Regelmatige tandartscontroles
- Optimale mondhygiëne

Bij Eureka Pharma zijn wij zeer verheugd u het miradent gamma in deze brochure te mogen voorstellen. Het miradent-profylaxeteam van Hager & Werken heeft zich de afgelopen 20 jaar intensief beziggehouden met de ontwikkeling van professionele profylaxeproducten. Deze producten zijn ontwikkeld vanuit de praktijk en zijn daarna steeds weer verbeterd. Bij professionele producten hoort ook professioneel advies. Als het gaat om een gezond gebit kan voorlichting het best voortkomen uit een competent samenspel van tandartspraktijk en apotheek. In deze

brochure met productinformatie krijgt u een overzicht van de speciale profylaxeproducten van miradent. Meer exemplaren van deze brochure, ook voor uw klanten, kunt u bij ons opvragen. U kunt ook terecht op onze homepage: www.miradent.be.

Wij verheugen ons op de samenwerking met u en uw teamleden!

Wendy Lefebvre (apotheker)
Remko Smaak





**05 Verzorging
van tanden en kiezen**

- 06 nanosensitive hca
- 07 mirafluor c
- 08 Tong-Clin De Luxe
- 09 Tong-Clin Gel
- 09 Tong-Clin Set
- 10 Pic-Brush Set
- 11 Pic-Brush Ersatzbürsten
(Vervangende ragers)
- 12 Mirafloss interspace

13 dental aesthetics

- 14 Mirawhite *pro / pro+F*
- 15 Mirawhite *tc*
- 16 Mirawhite *gelée*

18 Kinderhoek


- 19 Infant-O-Brush
- 20 Kid's Brush
- 21 Mira-2-Ton
- 21 Plaque Check

22 Specialiteiten

- 23 miradent Mundspiegel (Mondspiegel)
- 24 Xylitol Chewing Gum
- 26 Protho Brush De Luxe
- 27 Protho Box

28 medical care

- 29 Miradont-Gel



Verzorging van tanden en kiezen

Voor een professionele tand- en mondhygiëne is het dagelijks verzorgen van de tanden essentieel. Zowel gevoelige als niet gevoelige tanden verdienen het beste.

Verzorging van tanden en kiezen



>> nanosensitive® hca

Voor een intensieve verzorging van overgevoelige tanden

Overgevoelige tanden zijn blijkbaar een vaak voorkomend probleem, want 80 % van de bevolking heeft hier last van. Naarmate men ouder wordt, komen deze pijscheuten steeds vaker voor. De oorzaak is het toenemend aantal blootliggende tandhalzen, abrasie door de tandenborstel en stress voor het glazuur op de grens van glazuur/cement.

De nanoparticulaire mineraalstoffen van "NovaMin®" in nanosensitive hca sluiten de open tandbeenkokertjes af, vormen een nieuwe laag tandglazuur analoogaandenatuur (hca=hydroxyl-carbonaat-apatiet) en verhinderen dat de pijn wordt doorgeleid aan de zenuwen. Bovendien bevat nanosensitive geen conventionele chemische stoffen zoals strontium-chloride en calciumoxalaat, die de pijn vaak verminderen maar waar het effect maar van korte duur is door het verdoven van de zenuwen en het afsluiten van de tandbeenkokertjes. Voordelen:

- Afsluiten van de open tandbeen kokertjes door mineraaldeeltjes op nanometergrootte
- Opbouw van een natuurlijke vorm van tandglazuur zonder bijwerkingen
- Zorgt voor een langdurige remineraliserende werking
- Wetenschappelijk onderzocht – meer dan 90 % pijnvermindering
- Zonder conserveringsstoffen

Langdurige actieve bescherming tegen overgevoelige tanden!

Verpakking	CNK	CEFIP
50 ml	2322-055	033020



Vóór het gebruik




Toepassing



Na het gebruik

Uigebreed medisch onderzoek in klinieken en laboratoria in de gehele wereld hebben de werking van nanosensitive hca bewezen. De gevoeligheidsmetingen werden gedaan met een gedoseerde luchtstroom. Het resultaat was een vermindering van pijnprikkels van meer dan 90 %.



De afmetingen van de partikels zijn zodanig, dat een overgang in de menselijke bloedsomloop niet mogelijk is en het opslaan hiervan in organen onbedenklijk is.

Bronnen:

Jennings, D.T., McKenzie, K.M., Greenspan D.C., Clark, A.E.: „Quantitative Analysis of Tubule Occlusion Using NovaMin®“ (Calcium Sodium Phosphosilicate Journal of Dental Research (#2416), Vol. 83 A März 2004)





>> **miradent mirafluor[®] c**

Hoogwaardige anti-cariës tandpasta met aminfluoride voor een optimale profylaxe



Tandpasta met aminfluoride

De combinaties met aminfluoride worden een belangrijke werking toegeschreven op de vermindering van tandplak. Het gebruik van mirafluor c met aminfluoride (1250 ppm) leidt tot een hogere concentratie van fluor in het speeksel, hetgeen cariës verhindert. Dank zij de activiteit op het tandoppervlak worden de aminfluoriden snel in de mondholte vrijgezet en bedekken de tandoppervlakken met een homogene, moleculaire film en voeren dáár fluor toe waar het benodigd wordt. De consistentie van de film verhindert, dat deze gauw door het speeksel wordt afgespoeld.



Verpakking

100 ml


CNK

2322-964

CEFIP

043174

Verzorging van tanden en kiezen



„slim“ technologie

De borstelkop is heel dun en ergonomisch gebogen. Dit vermindert, in tegenstelling tot tandenborstels, de neiging tot kokhalzen

De konkave schraper

De afgeronde vorm verwijdert de plak voorzichtig en pijnloos van de tong

Pelotte met 4 rijen borstelharen

Het 4-rijige afgeronde borstelveld met extra korte borstelharen verwijdert de methyl-zwavelverbindingen (tongplak) op zachte maar grondige wijze, zonder de gevoelige smaakpapillen te verwonden

>> Tong-Clin De Luxe®

Tongreiniger om tongaanslag en slechte adem tegen te gaan

Een slechte adem komt meestal uit de mondholte en maar heel soms door maagproblemen of problemen met andere organen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat een intensieve mondgeur heel vaak komt door bacteriaanslag op de tong. Door deze aanslag wordt de gevoelige balans tussen verschillende bacteriën in de mond verstoord en neemt de aanslag op tanden en kiezen toe. Bovendien wordt soms de smaakzin beïnvloed. Om verschillende redenen (hygiëne, te lange borstels, kokhalzen) is een tandenborstel niet geschikt om de tong te reinigen.

De miradent heeft een ergonomische handgreep en is door zijn heel korte borstels bijzonder effectief. Met de ronde beugel en de borstels kan de aanslag op de tong worden weggeborsteld en weggeschrapt. Door de ronde beugel behoort kokhalzen tot het verleden.



Kleur	CNK	CEFIP
blauw transparant	2276-079	033009
roze transparant	2448-926	038397



>> Tong-Clin Gel

Tongreinigingsmiddel met een zacht en verzorgend effect

De ideale ondersteuning voor de tongreiniger Tong-Clin De Luxe. Tong-Clin Gel verwijdert tongaanslag grondig door de antibacteriële werking. Bovendien wordt het gevoelige weefsel van het tongslimvlies verzorgd en gladgetrokken door de werking van de zorgvuldig op elkaar afgestemde ingrediënten, waaronder kamille, salie en goudbloem. Andere stoffen, zoals bijvoorbeeld menthol, geven een prettig en langdurig gevoel van frisheid in de mond.

Let op:

Reinig de tong altijd van achteren naar voren. Te vaak op- en neerschrapen kan wondjes veroorzaken.

Tong-Clin Gel en Tong-Clin De Luxe zijn ook in een gecombineerde verpakking verkrijgbaar als Tong-Clin-Set. Een prima start voor de dagelijkse verzorging van de tong.




Ingrediënten	Eigenschappen
Salie (Salvia officinalis)	ontstekingsremmend, antibacterieel, virusremmend, verzorgend
goudbloem (Calendula officinalis)	antimicrobieel, ontstekingsremmend, herstellend
kamille (Bisabolol)	ontstekingsremmend, antibacterieel, huidverzorgend
kiezeldiënoxide (H. silica)	licht abrasief, zacht reinigend
propyleenglycol	vochtvasthoudend, beschermt tegen uitdroging, antibacterieel
polyaminopropyl biguanide	antibacterieel, wordt goed verdragen door het slijmvlies
menthol	houdt frisheid vast, geeft smaak en geur, antibacterieel
zinkchloride	bindt geuren, voorkomt onprettige geuren
xanthaangum	plantaardig, verzorgend, geeft gladheid, maakt de huid strakker
ricinusolie	mild reinigend, oppervlakteactief
alcohol	antibacterieel, conserverend
sorbitol	vochtvasthoudend, geeft smaak



Verpakking	CNK	CEFIP
Tong-Clin Gel, 50 ml	2276-053	033008
Tong-Clin Set	2276-061	033007

Verzorging van tanden en kiezen



>> Pic-Brush® Set






















Houder met één ragertje

Voedselresten, bacteriën en aanslag komen niet alleen voor aan het oppervlak van het gebit. Ze kunnen zich ook snel en goed beschut nestelen in de interdentale ruimtes en rond brackets, beugels, bruggen en andere voorzieningen en protheses. Voor een professionele gebitsreiniging moeten daarom speciale ragers worden gebruikt om deze moeilijk bereikbare aanslag en resten te kunnen verwijderen.



Kleur	CNK	CEFIP
blauw transparant	2537-397	035194

Verzorging van tanden en kiezen

Kleur		∅ draad	∅ kern	∅ ragers
roze xx-fijn		 0,4 mm	∅ 0,5 mm	 ∅ 1,5 mm
geel x-fijn		 0,5 mm	∅ 0,6 mm	 ∅ 1,8 mm
wit fijn		 0,6 mm	∅ 0,7 mm	 ∅ 2,0 mm
groen medium		 0,7 mm	∅ 0,8 mm	 ∅ 2,2 mm
blauw large		 0,7 mm	∅ 0,8 mm	 ∅ 3,0 mm
bordeaux x-large		 0,7 mm	∅ 0,8 mm	 ∅ 6,5 mm
oranje conisch		 0,7 mm	∅ 0,8 mm	 ∅ 2,5-5,0 mm

>> Pic-Brush® Ersatzbürsten

Vervangende ragers voor Pic-Brush

Zeven verschillende reserve ragers met een speciale gecoatete borsteldraad en bezet met ultrafijne bostelharen. Reinigen zacht maar grondig. Hygiënisch verpakt per 12 stuks met eigen kleurcodering.



Reinigen van de interdentale ruimtes




Reinigen van brackets

Kleur	Stuks	CNK	CEFIP
roze	12	2537-389	035187
geel	12	2537-371	035188
wit	12	2537-363	035189
groen	12	2537-355	035190
blauw	12	2537-348	035191
bordeaux	12	2537-330	035192
oranje	12	2537-322	035193



Verzorging van tanden en kiezen



>> Mirafloss® interspace

Flosshouder met 10 m fluorhoudende floss

Moderne gebitsverzorging begint in de interdentale ruimtes. mirafloss interspace is er klinisch op getest en heeft een patent, dat het gebruik van flossdraad zelfs op moeilijk bereikbare plekken vereenvoudigt. De fluorhoudende floss glijdt makkelijk door de interdentale ruimtes. De reinigende werking ontstaat door de vork meermaals van boven naar beneden te bewegen. Het dagelijks gebruik van mirafloss interspace is een garantie voor gezonde tanden en tandvlees.



Kleur	CNK	CEFIP
blauw	2437-283	038398
rood	2437-341	038399
Navulling, 1 x 20 m	2437-309	038402



dental aesthetics

Of het gebit en de mond in het dagelijks leven een positieve uitstraling hebben, hangt behalve van de plaatsing van de tanden ook vooral af van de kleur van de tanden. Stralende, witte tanden maken het gezicht jonger en vitaler. Verkleuringen kunnen vandaag de dag dankzij geperfectioneerde methoden goed worden verwijderd.

Professionele bleaching: ons antwoord op de hogere eisen van onze klanten en hun patiënten

Bleaching

Welke vormen van bleaching zijn er?

Bij een grondige professionele reiniging van het gebit in de tandartspraktijk worden de meeste uitwendige, meestal door levensmiddelen of tabak veroorzaakte, verkleuringen verwijderd. Ook het gebruik van een zogeheten 'whitening' (witmakende) tandpasta kan helpen om oppervlakkige verkleuringen te voorkomen in de tijd tussen de twee halfjaarlijkse bezoeken aan de tandarts. Als de verkleuringen al een aantal jaren bestaan, moet uw gebit misschien professioneel worden gebleekt om ook hardnekkige oppervlakkige verkleuringen weg te krijgen. Bij interne verkleuringen van uw tanden kunnen uw tanden mogelijk ook door middel van bleaching worden behandeld. Een andere mogelijkheid om uw tanden witter te maken is de zichtbare tandoppervlakken te laten afdekken met keramische maskeringsschildjes, zogeheten veneers. Al deze methoden zijn veilig en effectief. Uw tandarts geeft u graag advies over de behandeling die voor u het meest geschikt is. Dit hangt onder andere af van de uitgangspositie en de resultaten die u wilt terugzien. Uw tandarts let er daarbij op in welke mate er verkleuringen zijn opgetreden, hoeveel van de substantie van uw tand of kies nog aanwezig is, of een zichtbaar gedeelte van de tand een vulling heeft en of u wilt dat de tanden ook wat betreft hun vorm moeten worden aangepast of dat dit misschien zelfs noodzakelijk is?

Bleaching thuis

Het populairst is tegenwoordig thuis bleaching toepassen. Uw tandarts maakt daartoe een afdruk van



Aanslag, veroorzaakt door levensmiddelen



Verkleuring van de tanden



Aanbrengen van de gel

uw gebit en laat daarmee een precies passende applicatielepel maken. Deze applicatielepel vult u met een bleachingmateriaal en draagt u maximaal twee uur, overdag of 's nachts. Dit doet u twee weken lang. Veel bleachingproducten die door tandartsen worden voorgeschreven bevatten 10 à 15% carbamideperoxide. Wanneer u thuis bleaching toepast onder begeleiding van een tandarts, kan de behandeling veel succes hebben.

Bleaching in de tandartspraktijk

Deze manier van behandelen wordt minder vaak toegepast en is kostbaarder. Hij duurt ongeveer een half uur à een uur per tandartsbezoek en u moet de praktijk vermoedelijk meerdere keren bezoeken om uw tanden tot de gewenste lichtheid te laten bleken. Om uw mond te beschermen wordt misschien een gelachtige substantie op uw tandvlees aangebracht en worden uw tandhalzen afgeschermd met een stukje rubber. Daarna wordt een oxidatiemiddel (de bleachingoplossing) op uw tanden aangebracht. Soms wordt om de vijf minuten een speciaal soort licht toegepast om het bleachingmiddel te activeren.



>> Mirawhite® pro / Mirawhite® pro+F

Bleachinggel voor het bleken van het gebit, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

Mirawhite pro / Mirawhite® pro+F zijn effectieve bleaching gels, die de tanden in slechts zeven dagen tot wel 3 kleurschakeringen lichter kunnen maken.

De oorzaken van de verkleuringen kunnen zijn:

- natuurlijke veroudering van het glazuur
- onregelmatige mineralisatie
- glazuurbarsten
- mechanische beschadiging
- het gebruik van koffie, thee, nicotine, rode wijn, etc

Het bleken van de tanden kan alleen op vitale delen van het gebit toegepast worden. niet bij kronen, bruggen, veneers en vullingsmaterialen. De combinatie van stoffen in Mirawhite pro is ongevaarlijk en wordt ook door tandartsen gebruikt voor bleekbehandelingen.

De combinatie van stoffen met fluoride (Mirawhite pro + F) heeft bovendien een anticariogeen en remineraliserend effect en reduceert tijdelijk optredende overgevoeligheid van de tanden na de bleekprocedure.

Medisch product!

Bevat 16 % carbamideperoxide.
Mirawhite pro+F bevat tevens fluoride (1500 ppm).



Verpakking	CNK	CEFIP
1,75 g	2275-972	033006
1,75 g + F (1500 ppm)	2549-194	



Voorgestante kerf
Open breken en u heeft de juiste dosering

>> Mirawhite® tc

tooth conditioner – geconcentreerde verzorging met mineraalstoffen voor versleten tanden


Door de huidendaagse voeding en levenswijze is het gebit permanent blootgesteld aan aanvallen van buitenaf en wordt daardoor aangetast. Mirawhite tc is een intensief mineraalpreparaat met NovaMin® (calcium-natrium-fosfosilicaat) dat het tandglazuur weer herstelt door remineralisatie.

Met de hulp van een geconcentreerde toevoer van mineraalionen vormt het een nieuwe, dunne bescherm laag, die het glazuur harder maakt. Versleten tanden worden zo versterkt en tegen nieuwe aanvallen beschermd.

Bij tandbleken met peroxide (bijv. Mirawhite pro of bij in-office bleekbehandelingen bij de tandarts) wordt het mineraalgehalte in het dentine gereduceerd. Mirawhite tc geeft de tanden deze ontnomen mineralen weer terug en helpt zo bij het harder worden van het glazuur.



Versleten tandglazuur: is enigszins gedemineraliseerd



Tandglazuur na het gebruik van Mirawhite tc: Geremineraliseerd tandglazuur met een glad oppervlak

Toepassing:

Mirawhite tc snaps op de voorgestante kerf open breken, op een zachte tandenborstel doen (bijv. miradent Periobrush) en 30-60 sec. inborstelen. Niet uitspugen, niet naspoelen!



Verpakking	CNK	CEFIP
28 stuks à 1,2 g	2549-202	



>> Mirawhite® gelée

Gelée voor het intensieve reinigen en verzegelen met nanoparticulaire clusters voor stralend witte tanden

Mirawhite *gelée* is een intensief reinigingsgelée voor het verwijderen van verkleuringen. Bovendien verzegelt het het tandglazuur en zorgt voor het behoud van de natuurlijke tandkleur. Verkleuringen worden vooral veroorzaakt door de consumptie van koffie, thee, rode wijn en nicotine. De kleurstofbevattende substanties zoals bijv. tanninen in rode wijn worden in het speeksel gebonden en blijven aan het tandglazuur hechten. Zulke hardnekkige en oudere verkleuringen zijn bij de thuis toegepaste mondverzorging moeilijk te verwijderen. In zulke gevallen is Mirawhite *gelée* het juiste middel: de speciale poets- en polijst-deeltjes verwijderen oppervlakkige verkleuringen en tandplak. De actieve stof NovaMin vormt een beschermende laag (nanoverzegeling), die analoog is aan het natuurlijke tandglazuur en repareert microbarsten in het tandoppervlak. Mirawhite *gelée* maakt



Aangetast tandoppervlak
door dagelijkse slijtage, ouder worden



Tandoppervlak na het gebruik van Mirawhite gelée:
(op)gevulde microbarsten, gepolijst tandoppervlak

de tanden merkbaar schoner en glad en maakt de tanden iets lichter.

Toepassing:

Poets uw tanden twee maal per week met Mirawhite *gelée* in plaats van uw normale tandpasta.

De fluoride in Mirawhite *gelée* beschermt effectief tegen gaatjes.



Verpakking	CNK	CEFIP
100 ml	2549-210	



Kinderhoek

Tandenborstels voor kinderen zoals onze Kid's Brush (pag. 18) zijn absoluut noodzakelijk om kinderen mondverzorging te leren. Vanaf 4 jaar moeten kinderen hun tanden zonder hulp kunnen poetsen. Gewoonlijk wordt tanden poetsen door profylactische voorlichting op kleuterscholen en lagere scholen

ondersteund. Regematige controle door de ouders is echter onontbeerlijk. De Kinderhoek stelt vooral producten voor, die kinderen motiveren hun tanden te poetsen. Want alléén het juiste gebruik van de tandenborstel garandeert op de lange duur een goede mondhygiëne.



Borstelharen
Extra zachte borstel-
haren om verwon-
dingen te vermijden



Bijtring
De handgreep is als
een ring gevormd en
heeft bobbelen aan de
bovenkant, die het
doorkomen van de
tandjes stimuleren



>> Infant-O-Brush®

Tandenborstel/bijtring voor baby's

“Jong geleerd is oud gedaan” – dit is juist zó belang-
rijk als het om mondhygiëne gaat. De eerste tanden-
borstel om te leren poetsen maakt kleine kinderen
tot 4 jaar spelenderwijze vertrouwd met de mond-
verzorging.

De borstelharen zijn heel zacht, zodat het tandvlees
en de kaakkam niet beschadigd raken. Ook te gebrui-
ken als bijtring. Bovendien kan de borstel niet door
het kind worden ingeslikt.



**Infant-O-Brush – De eerste tandenborstel
om te leren poetsen!**



Kleur	CNK	CEFIP
rood	2276-004	033010



>> **Kid's Brush**

Kindertandenborstel met beschermdop en kindvriendelijke borstels, verkrijgbaar in vijf verschillende dierenfiguren

Deze grappige tandenborstels stimuleren uw kind tot poetsen! Het 'bovenlichaam' van de Kid's Brush is een beschermdop die kan worden opengeklapt. Doordat deze beschermdop een opening heeft, vindt optimale luchtcirculatie plaats. De handgreep van de tandenborstel heeft ook een handig voetje om de tandenborstel neer te zetten.

De Kid's Brush van miradent is verkrijgbaar in vijf verschillende dierenfiguren.

Model	CNK	CEFIP
eend „Lady Allen“,roze	2355-071	033011
papegaai „Prof. Paul“, groen	2355-113	033015
beer „Roy“, lichtblauw	2355-105	033014
hond „Bill“, blauw	2355-089	033012
stier „Rocky“, geel	2355-097	033013

Kleine borstelkop
Met zachte borstelharen voor de kindermond



Handig voetje
Om de borstel rechtop te laten staan





Mira-2-Ton
 Reageert met 2 verschillende kleuren. Oudere plak kleurt blauw, nieuwe roze



Voorgestante kerf
 Het tablet kan zo gemakkelijk in twee worden gebroken



Kapot bijten



Reactie afwachten



Plak controle

>> Mira-2-Ton®

Plakverklidders voldoende voor max. 12 toepassingen

De miradent plakverklidders zijn in tandartspraktijken al jaren een succes: met deze tabletten wordt tandplak goed en indrukwekkend zichtbaar gemaakt. Oudere plakresten kleuren blauw, nieuwe roze.

Doe de plakttest door een hele (bij kinderen een halve) tablet op de tong te leggen, kapot te bijten en met wat speeksel over de hele mond te verdelen. Daarna uitspugen en klaar is Kees! De gekleurde tanden en kiezen kunnen met gewoon poetsen weer worden schoongemaakt.

Deze plakverkliddende tabletten bevatten geen erytrosine.

>> Plaque Check

3 plakverkliddende tabletten met 1 mondspiegel

De miradent Mundspiegel heeft een ergonomische handgreep. Het spiegeltje is gebogen, maar heel vlak en laat ieder detail van de mondholte zien. Over

de kristalheldere spiegel is beschermende folie aangebracht die voor gebruik moet worden verwijderd.



Verpakking	CNK	CEFIP
Mira-2-Ton, 6 stuks	2276-012	033024
Plaque Check, blauw transparant	2276-020	033023



Specialiteiten

Voor een professionele profylaxe heb je meer nodig dan een tandenborstel en tandpasta. Gebitsverzorgende kauwgom en speciale producten voor oude van dagen en zieken zoals bijv. de protheseborstels en tongschrapers zijn belangrijke bestanddelen van

een rondom perfecte mondverzorging – de basis voor een gezonde mondhygiëne.

Specialiteiten



Anti-fog

Mondspiegel die niet beslaat voor een kristalhelder zicht

Achtkantige ergonomische handgreep

Garandeert, dat deze goed in de hand ligt

>> miradent Mundspiegel

Mondspiegel die niet beslaat, voor het controleren van de mond

Voor professionele gebitsverzorging is een mondspiegel onmisbaar. Net als bij de tandarts, die niet zonder mondspiegel kan bij het stellen van een diagnose, kan thuis bij de gebitsverzorging ook alleen met een mondspiegel de hele mondholte worden bekeken. Alleen wie weet waar de problemen zitten, kan ze ook effectief te lijf gaan.

De miradent Mundspiegel heeft een ergonomische handgreep. Het spiegeltje is gebogen, maar heel vlak en laat ieder detail van de mondholte zien. Over de kristalheldere spiegel is beschermende folie aangebracht die voor gebruik moet worden verwijderd.



Kleur	CNK	CEFIP
blauw transparant	2276-046	033022

Specialiteiten



groene thee



kaneel



fruit



groene munt



pepermunt



veenbes

>> Xylitol Chewing Gum

Gebitsverzorgende kauwgom

Verpakking met 30 stuks in 6 verschillende smaken

De gebitsverzorgende kauwgom met medische eigenschappen van miradent is voor 100 % met Xylitol gezoet. Xylitol Chewing Gum biedt een aantal belangrijke voordelen:

- Vermindert tandplakvorming
- Remmende werking van zuur- en plakvormende bacteriën
- Stimuleert de speekselproductie waardoor zuur-aanvallen die het glazuur beschadigen, dalen (vooral na eten en drinken)
- Versterkt het glazuur door de hermineralisering ervan te stimuleren
- Beperkt cariësoverdracht van moeder op kind tijdens de zwangerschap

Aanbevolen dagelijkse dosis:


Volwassene 6-7 stuks, kinderen 3-4 stuks

De daarmee opgenomen dosis Xylitol van 3-7 g per dag is voldoende om van de wetenschappelijk bewezen voordelen van Xylitol te profiteren. Het gebruik dient over de dag verdeeld te worden en gebeurt het beste kort voor of na de hoofdmaaltijden. Het Xylitol werkt zolang de kauwgom zoet smaakt.

Bij overmatig gebruik (vanaf ca. 40 g/dag = ca. 45 stuks) kan er een laxerende werking optreden.

*Groeiproces van cariës bij een enkele persoon. De waarden geven het percentage van de vermindering van de pijn aan bij de testgroep.

Groeiproces dvan cariës (DMFS)*



Xylitol, een natuurlijke zoetstof, zorgt ervoor dat de bacteriën in de mond, vooral streptokokken die cariës veroorzaken, onvoldoende voedsel krijgen. Daarom speelt deze substantie, die in vele soorten fruit en groente voorkomt, een beslissende rol in de preventieve tandheelkunde. Dat cariës dankzij Xylitol verminderd wordt, is in talrijke klinische studies bewezen. Voor een optimale efficiëntie is de dagelijkse dosis 5 à 10 gram, indien mogelijk, verdeeld over de dag.

Maar hoe kunt U deze substantie in de mondholte laten werken met een effectief resultaat? Er bestaat hiervoor een eenvoudige en aangenaam smakende methode: Kauwgom!

Specialiteiten

Miradent biedt Xylitol Chewing Gum aan in 6 verschillende smaken: pepermint, groene munt, kaneel, fruit, groene thee en veenbes. Ze zijn uitsluitend met Xylitol gezoet. Het regelmatig consumeren van deze kauwgom ter verzorging van het gebit helpt bij het verminderen van tandplakvorming en het oplossen van reeds aanwezig plak. Bovendien verhoogt Xylitol de pH-waarde in de mondholte waardoor de hermineralisering van het glazuur wordt gestimuleerd. De eigenschappen van Xylitol Chewing Gum vormen een effectieve bescherming tegen cariës maar zijn geen vervangingsmiddel voor regelmatig tandenpoetsen. Het kauwen van Xylitol Chewing Gum integreert mondhygiëne en de verzorging van het gebit systematisch in de dagelijkse routine.

In situaties waar er behoefte bestaat aan een fris gevoel in de mond en het niet mogelijk is zich zijn tanden te poetsen is Xylitol de ideale en gezonde oplossing.

Xylitol Chewing Gum heeft ook een profylactische werking die generaties verbindt, het zogenaamde "moeder op kind" effect. Als een zwangere vrouw de micro organismes die verantwoordelijk zijn voor cariës door een regelmatige toevoer van Xylitol in de mondholte uit kan schakelen, zal het nieuw geboren kind quasi volledig beschermd zijn tegen cariës en geen andere mondzorg nodig hebben.

Daar Xylitol nauwelijks invloed heeft op de bloedsuiker- en insulinespiegel is het uiterst geschikt voor diabetici.

Productgamma	CNK	CEFIP
Groene munt	2337-608	033018
Pepermunt	2337-582	033017
Kaneel	2337-590	033019
Fruit	2337-574	033016
Veenbes	2363-893	038043
Groene thee	2364-743	038405
Luxe display met 48 tubes	op aanvraag	

Producten die Xylitol bevatten kunnen geconsumeerd worden door:


- Personen van alle leeftijden die hun gebit gezond willen houden
- Aanstaande moeders en hun baby's
- Kleine kinderen tijdens het doorkomen van tanden en kiezen (ook ter voorkoming van oortontsteking)
- Schoolkinderen, voor al diegene die hun blijvend gebit krijgen of beugels dragen
- Patiënten met parodontitis
- Diabetici
- Patiënten met droge mond
- Patiënten met slechte adem

Ingrediënten:

Xylitol, gom, natuurlijke en synthetische smaakstoffen, glycerine, Arabische gom, soja lecithine en bijenwas



Specialiteiten



2 borstelkoppen
Voor verschillende doeleinden

Ergonomische, achtkantige vorm
Ligt goed in de hand, bijv. bij motorieke storingen van de handspiers of bij problemen met stijve botten in de hand

>> Protho Brush® De Luxe

Prothesetandenborstel met ergonomisch gevormde handgreep



Zorgvuldige mondhygiëne is ook voor prothesedragers van belang. Voedselresten, bacteriën en aanslag hechten zich snel aan protheses en andere voorzieningen. Daardoor kunnen plak en tandvleesaandoeningen optreden en kan het kaakbot beschadigd raken. Ook de pasvorm en het draagcomfort van protheses kan verminderen en slechte adem veroorzaken.

De miradent protheseborstel is tot in de puntjes doordacht: de grote, ergonomisch gevormde handgreep maakt het juist voor ouderen gemakkelijker de prothese te reinigen. De grote borstel is zeer geschikt voor het reinigen van het oppervlak van de prothese, terwijl de kleinere, V-vormige borstel heel handig is voor moeilijk bereikbare plekjes aan de binnenkant van de prothese.



Kleur	CNK	CEFIP
blauw transparant	2276-038	033021

Specialiteiten



Borstel

Met 2 verschillende borstelkoppen

Sluitmechanisme

Sluit de box hermetisch af



>> Protho Box®

Box waarin protheses veilig kunnen worden bewaard, voorzien van een ergonomische protheseborstel

Het bewaren van protheses is een heikel punt, zeker op reis. De Protho Box is daarvoor een handig hulpmiddel. In het grote vak kunnen de protheses worden bewaard. Het praktische is dat de box volledig waterdicht kan worden afgesloten. Daardoor kan de prothese in een reinigingsvloeistof worden bewaard, zonder lekken.

In het borstelvakje ligt een kleine, ergonomisch gevormde protheseborstel (ook los verkrijgbaar, zie onder).

Met de witte, grotere borstel kan de buitenkant van de prothese goed worden gereinigd. Met de kleine zwarte borstel kan de binnenkant van de prothese worden schoongemaakt. In dit vak kunnen ook reinigingstabletten worden bewaard. Met het spiegeltje in de deksel kan de prothese makkelijker in de mond worden gedaan.

Artikel	CNK	CEFIP
Box met borstel	2275-980	033025
Borstel los	2275-998	033026





medical care

Tanden en kiezen, tandvlees, de tong en de slijmvliezen zijn de bestanddelen van de mond en de keel en hebben behoefte aan een bijzonder goede zorg om in een goede staat te blijven. Talrijke factoren kunnen de zorgvuldig uitgewogen balans in de loop van meerdere tandheelkundige behandelingen storen –

het tandvlees en de slijmvliezen kunnen hier bijzonder onder lijden. Daarom is het van groot belang, niet alleen de groei van schadelijke bacteriën te verhinderen maar ook direct bij te dragen tot de wondgenezing.



>> Miradont-Gel

Gel met microvoedingsstoffen voor een goede mondverzorging

Met Miradont-Gel wordt een nieuwe, innovatieve weg ingeslagen op het terrein van de wondverzorging, waarbij wordt afgeweken van de gevestigde methodes. Deze gel geeft snel verlichting bij pijnlijke ontstekingen en remt door zijn fysische werking en natuurlijke plantaardige stoffen de groei van gevaarlijke bacteriën in de mondholte.

De belangrijkste eigenschappen kunnen als volgt worden samengevat:

- Vermindert de pijn bij de volgende indicaties
 - aften en lichen ruber planus
 - floride herpeslaesies
 - beknelling/druk door prothesen
- Herstellend
- Verkort de genezings- en herstelperiode
- Bacterieremmend

Medisch product!

Samenstelling:

Mineraalstoffen:

Magnesium lactaat, kopergluconaat, zinklactaat

Vitamines:

Vitamine A (retinol, caratinoïde, vitamine E (tocopherol), vitamine C (ascorbinezuur), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B3, ook PP genoemd (niacine of nicotinamide), vitamine B5 (pantotheenzuur)

Plantaardige werkstoffen:

Geum rivale (knikkend nagelkruid), Eugenia carophyllata (kruidnagel), sambucus nigra (vlier), rosa gallica (rode roos), vitis vinifera (druivenstok), ribes nigrum (cassis), angelica archangelica (engelwortel), oenothera biennis (middelste teunisbloem).


werking	werkzame stof
analgetisch	Eugenia caryophyllata, magnesium
antiseptisch	Geum rivale
stimuleert bloedvorming	koper
stimuleert bloedcirculatie	druivenpitolie
ontgiftend	engelwortel, zwarte bessen
ontstekingsremmend	vlier, rode roos, teunisbloem, kruidnagel, koper
vaatvernauwend, bloedstillend	Geum rivale, Rosa gallica
weefselherstellend	vitamine A
houdt de huid gezond	vitamine B-complex
stimuleert het immuunsysteem	Angelica archangelica, zink, koper, vitamine A, B, C en E
bindt vrije radicalen, antitoxisch	druivenpitolie, Geum rivale, teunisbloem, zwarte bessen, koper
wondgenezend	zink, Rosa gallica, zwarte bessen

Miradont-Gel is een symbiose van sporenelementen, microvoedingsstoffen, vitaminen en plantaardige stoffen, zoals die ook in het lichaam voorkomt.


Bij ontstekingen heeft het lichaam echter onvoldoende van dergelijke microvoedingsstoffen en vitaminen beschikbaar. Door op de plaatsen van de ontstekingen Miradont-Gel toe te passen kunnen de ontbrekende concentraties van dergelijke stoffen worden gecompenseerd. Door de doelgerichte toe-

passing van sporenelementen, bijv. zink, wordt op de celoppervlakken een elektrische spanning van deze deeltjes overgedragen, waardoor er geen bacteriën in de celopeningen en celmembranen kunnen doordringen en de bacteriegroei wordt afgeremd. Door dit samenspel, de combinatie van het compenseren van microvoedingsstoffen en het fysiek blokkeren van cellen voor bacteriën, kan het lichaam de ontsteking op eigen kracht laten genezen.


Effectiviteit bij de wondgenezing*




Terugkeer van de overgevoeligheid na lokale anesthesie*



Uitwerking op de gezondheidstoestand*



Terugkeer van de overgevoeligheid na contactanesthesie*



* Bronnen:

- Dr. Odontologia Jean Simonetti: Etude de l'efficacité du gel sur le temps de cicatrisation après extraction, oktober 1999
- Dr. Bourgeois, Dr. Odontologia Jean Simonetti: Abstract sur la micronutrition en dentisterie publié dans la revue du dentalforum à Moscou, 14.-19. de september de 1998

Verpakking

15 ml

CNK

2367-845

CEFIP

